

Ficha Técnica

Departamento I+D+I. LT INDUSTRIAL

 REF.: **271/000**

 MOD.: **CONTENEDOR HIGIÉNICO FEMENINO SANIFEM**

 LINEA: **HIGIENE ASEOS PÚBLICOS**

 REVISADO: **04/04/2014**

 USO: **PROFESIONAL. ESPECIAL WC, ESPACIOS PÚBLICOS Y COLECTIVIDADES.**
Descripción general

- Contenedor higiénico femenino desechable Sanifem®, diseñado para depositar los residuos desechables femeninos (compresas, salva-slips, tampones...).
- Especialmente diseñado para su uso en hostelería, espacios públicos y colectividades.
- Se instala en las cabinas de inodoros de los aseos femeninos. Suele ir acompañado de un equipo bacteriostático.
- 100% desechable.
- Embalaje y almacenaje muy reducido gracias a su formato plegable. En un palé caben 144 unidades.
- Adecuado para aseos de frecuencia de paso bajo, medio y alto, gracias a su sencillo sistema de reposición.
- Fácil montaje en 4 pasos (15 segundos).
- Precinto higiénico de garantía.
- Sistema de protección contra vaciados. Una vez unida la carcasa de plástico superior y el cuerpo del contenedor, no se pueden separar sin estropear el producto.
- Compuesto por un depósito de cartón plastificado que encierra una bolsa especial, con una carga enzimática sólida desodorante para tratar los residuos, y una carcasa superior rígida de termoplástico con tapa.
- Gracias a las enzimas se evita la proliferación de bacterias, eliminando el mal olor a la vez que se desprende un agradable perfume.
- Tapa de plástico basculante ciega que impide ver el contenido del interior.
- Elegante diseño, con suaves detalles estéticos impresos en el contenedor.
- Cambio recomendado: máximo 2 meses (según saturación).
- Al instalar un contenedor nuevo cada vez, mantenemos en el aseo una continua sensación de limpieza, evitando quemaduras, rayados o deterioros similares.
- Peana de fijación disponible para mantener el contenedor separado del suelo y de las posibles humedades.
- Instrucciones de uso en la tapa del contenedor.
- Posibilidad de personalizar el producto por completo.
- Sistema patentado.
- Diseñado, desarrollado y fabricado en la Unión Europea (EU).

Componentes y materiales

- Cuerpo del contenedor en cartón plegado, con una cara impresa y plastificada contra humedades.
 - Bolsa interior de Polietileno 300gg con doble soldadura para el depósito de residuos.
 - Carga enzimática* desodorante que ataca directamente la materia orgánica de los residuos, eliminando de raíz los malos olores y consiguiendo mediante su composición perfumada mantener una agradable sensación de limpieza y frescura.
 - Carcasa superior en termoplástico inyectado PP Capilene.
- (*Enzima: Proteína que cataliza específicamente cada una de las reacciones bioquímicas del metabolismo.

Montaje. Instalación. Recambio.

- Las instrucciones de montaje vienen impresas en las solapas inferiores de cada contenedor.
- Aunque el contenedor está plastificado, existen peanas de separación al suelo, para evitar problemas de humedades en la limpieza de los suelos o en el uso propio de aseo.



273/000 peana Sanifem®

- Existe una zona en la etiqueta de la tapa preparada para escribir la fecha de instalación. Se recomienda rellenarla para llevar un control exhaustivo de los recambios y dar al cliente final la garantía de limpieza que se pretende con el equipo y el servicio.
 - Se recomienda hacer una sustitución mensual del contenedor. No obstante, podemos alargar este periodo, como máximo hasta dos meses de su instalación, fecha a partir de la cual la carga enzimática empieza a perder su capacidad de reacción frente a los residuos orgánicos.
- En cualquier caso deberá sustituirse si el contenedor está saturado de residuos, independientemente del tiempo transcurrido desde su instalación.


Características Técnicas.

Dimensiones (ancho x alto x fondo)	390x460x155 mm
Peso	0,620 Kg
Capacidad	18 L
Reembalaje	12 unds.
Dimensiones reembalaje	555x520x400 mm
Peso reembalaje	8,850 Kg
Unds palé	144 unds - 106,2 Kg
Cambio recomendado	Máx. 2 meses

Medidas. Cotas en mm.
